

# LMA-Proseal

## 双腔式喉頭面罩



双腔式喉頭面罩  
標準置入法

双氣囊設計讓氣道密合效果更好  
正壓呼吸可超過30cm H<sub>2</sub>O

双管腔設計可置入抽吸管到胃部  
讓麻醉更安全

彈簧線圈管腔可符合多種體位麻醉  
讓喉頭面罩使用更多元



## 產品簡介

双腔式喉頭面罩維持氣道的原理是利用氣囊覆蓋咽喉部位組織，以達到通氣的效果。喉頭面罩之主體分為氣道導管、氣囊式面罩及氣囊充氣導管與食道抽吸導引管腔；主要的氣囊將整個咽喉部份密合住，背面的氣囊幫助提升整個效果。氣囊的末端為一單向充氣閥，用來充氣或排氣用。引流管位於氣道的側面，出口位於氣囊的前端，氣道管內附有強化鋼絲可預防扭結，並附有15mm的接頭。



型號	產品規格	產品品名	打氣量C. C.	適用體型
LMP01.5	LMA-Proseal#1.5	雙管密封式喉頭罩#1.5	7	5-10kg
LMP02	LMA-Proseal#2.0	雙管密封式喉頭罩#2.0	10	10-20kg
LMP02.5	LMA-Proseal#2.5	雙管密封式喉頭罩#2.5	14	20-30kg
LMP03	LMA-Proseal#3.0	雙管密封式喉頭罩#3.0	20	30-50kg
LMP04	LMA-Proseal#4.0	雙管密封式喉頭罩#4.0	30	50-70kg
LMP05	LMA-Proseal#5.0	雙管密封式喉頭罩#5.0	40	70-100kg
LMPI02	LMA-Proseal#2.0	導引器#2		
LMPI03	LMA-Proseal#3.0	導引器#3/4/5		
LMPC	LMA-Proseal#5.0	排氣裝置		

*Distribute by*



亞仕丹企業有限公司  
Biotronic Instrument Enterprise Ltd.  
總公司: 高雄市楠梓區旗楠路126巷3號  
TEL: 07-353-6807  
FAX: 07-353-6286

